

Novadent en Windows 7



Geachte Novadent gebruiker,

Onlangs heeft Microsoft zijn nieuwe Windows versie, Windows 7, geïntroduceerd. Windows 7 is er net als Windows Vista in verschillende uitgaven:

- Windows 7 Home basic (Starter)
- Windows 7 Home premium
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate



Alle versies behalve Windows 7 Home Basic (Starter) zijn verkrijgbaar als 32-bits en 64-bits variant. Van deze versies zijn alléén Windows 7 Professional en Ultimate geschikt voor zakelijk gebruik in een netwerk.

Windows 7 en Novadent

Het afgelopen jaar heeft Complan verschillende bèta versies van Windows 7 getest i.c.m. Novadent. Deze tests hebben tot nu toe geen compatibiliteitsproblemen aan het licht gebracht.

De definitieve versies van Windows 7 worden op dit moment nog getest door Complan. Daarom kunnen wij tot op heden nog geen definitieve uitspraken doen inzake het gebruik van Novadent op Windows 7.

Om deze reden is het huidige standpunt van Complan om Novadent (nog) niet op Windows 7 te gebruiken.

Windows 7 en Pervasive/ Btrieve

Het Novadent programma maakt gebruik van een onderliggende Btrieve of Pervasive database. Standaard wordt bij Novadent kosteloos de versie Btrieve 6.15N meegeleverd.

De tests van Pervasive zelf hebben uitgewezen dat Windows 7 niet gecombineerd kan worden met deze Btrieve versie. Voor Windows Vista gelde al een minimum versie van Pervasive v9. Voor Windows 7 is dit minimaal Pervasive v10 (Summit). Voor Pervasive v10 is sinds 26-10-2009 een update voor gebruik op Windows 7 beschikbaar. U kunt deze update voor Pervasive v10 downloaden via www.pervasive.com.



Novadent gebruikers dienen er rekening mee te houden, dat bij gebruik van Windows 7 dus aanvullend een versie Pervasive 10 aangeschaft dient te worden (indien u deze versie nog niet heeft). Afhankelijk van het aantal systemen waarop u met Novadent werkt, kunnen deze kosten aanzienlijk zijn. Dit is dus een serieuze factor om rekening mee te houden!

Zodra wij nieuwe resultaten hebben op basis van onze huidige Windows 7 tests, zullen wij u hierover informeren.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de **afdeling verkoop, tel 0229 266 606 of mail: info@complan.nl**

Wij raden u aan om bij aanschaf van een nieuwe hardware altijd contact op te nemen met onze verkoop afdeling om te informeren naar de compatibiliteit met Novadent.