

# Helpkaart foto's uit mail importeren in behandelkaart

**Let op!** Deze instructie gaat ervan uit dat u gebruik maakt van een lokaal mailprogramma. Dit houdt in dat het mailprogramma geïnstalleerd is op uw PC. In het geval van ZorgMail, deze instructie gaat ervan uit dat u direct ZorgMail kunt ontvangen en niet met behulp van een code op het internet uw berichten ophaalt.


## Stap 1

Open in het hoofdmenu van Novadent het onderdeel 'Behandelingen' en selecteer de juiste patiënt.



## Stap 2

Bovenaan in de werkbalk opent u NovaX, klik op het gele röntgen icoon.




## Stap 3

Open het mailbericht in uw mailprogramma waar de foto's als bijlage verstuurd zijn.

Zorg ervoor dat beide vensters (NovaX en geopende mail) naast elkaar op het beeldscherm zijn geplaatst.

**Voorbeeld:** In het onderstaande voorbeeld is NovaX links geopend (2) en het mailbericht rechts (1). Het voorbeeld gaat uit van 3 foto's die zijn gestuurd.

1. Selecteer foto (a) en sleep deze naar NovaX in een vrij vak (a)
2. Selecteer foto (b) en sleep deze naar NovaX in een vrij vak (b)
3. Selecteer foto (c) en sleep deze naar NovaX in een vrij vak (c)




# Helpkaart foto's uit mail importeren in behandelkaart


## Stap 4

Voer voor elke foto de juiste informatie in (1).

1. Zet de opname datum op de juiste datum
2. Pas eventueel de titel aan
3. Indien nodig, voer een opmerking in



Herhaal bovenstaande stappen voor elke foto die u heeft geïmporteerd.

Sla de foto's op en sluit het scherm (zwarte diskette(2)). 

Uw foto's staan nu in de behandelkaart van de gekozen patiënt.

